

Anti-Grk1 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - Q15835

품목 번호: CM0029103



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학, ELISA 적용을 위한 Anti-GRK1 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 랫드 GRK1 검출; N-말단 영역을 표적하는 면역원. 시각 및 망막 생물학 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GRK1 Rabbit pAb
비고/별칭	RK; RHOK; GPRK1; GRK1
종	인간
유전자 ID (인간)	6011
면역원	인간 GRK1 (NP_002920.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15835
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백