

Wb, If/Icc, Elisa용 Ko 검증 Anti-Grk2 단일클론 항체 - P25098

품목 번호: CM0011968



소개

녹아웃 검증을 완료한 토끼 단일클론 anti-GRK2 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. GPCR 탈감작 및 베타-아레스틴 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] GRK2 토끼 mAb
비고/별칭	BARK1, ADRBK1, BETA-ARK1, K2
종	사람
GeneID	156
면역원	사람 GRK2(P25098)의 아미노산 590-689 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P25098
단백질 분자량	80 kDa
배송	아이스팩