

Wb, Elisa용 Grk3 토끼 단일클론 항체 - P35626

품목 번호: CM0010556

소개

GRK3(BARK2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 교차 반응성을 바탕으로 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. GPCR 탈감작 및 신호 전달 경로 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GRK3 토끼 mAb
비고/별칭	BARK2; ADRBK2; GRK3
종	인간
GeneID (인간)	157
GeneID	157
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P35626
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스팩