

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Grk5 다클론 항체 - P34947

품목 번호: CM0027242



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 고품질 GRK5 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. GPCR 키나아제 5 기능 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GRK5 토끼 pAb
비고/별칭	GPRK5; FP2025; GRK5
종	사람
GeneID (사람)	2869
GeneID	2869
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P34947
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스 팩