

Wb, Elisa용 Anti-Grk6 폴리클론항체 - P43250

품목 번호: CM0028672



소개

인간 GRK6 (66 kDa)를 표적하는 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에 적합. 마우스 및 래트와 교차반응. GPCR 탈감작 연구에 사용. UniProt P43250.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GRK6 토끼 pAb
비고/별칭	GPRK6; GRK6
종	인간
GeneID (인간)	2870
GeneID	2870
면역원	인간 GRK6 (NP_001004106.1)의 아미노산 268-465에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43250
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백