

Wb 및 Elisa용 Anti-Grm4 토끼 다클로날 항체 - Q14833

품목 번호: CM0028801



소개

인간 GRM4 (mGlu4, GPRC1D, MGLUR4)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 나타냅니다. 대사성 글루탐산 수용체 4 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GRM4 Rabbit pAb
비고/별칭	mGlu4, GPRC1D, MGLUR4, GRM4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	2914
면역원(Immunogen)	인간 GRM4 (NP_000832.1)의 아미노산 33-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q14833
단백질 분자량	102kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)