

Wb, Elisa용 항-Grm5 토끼 단일클론 항체 - P41594

품목 번호: CM0005792



소개

WB 및 ELISA용 고도로 특이적인 항-GRM5 토끼 단일클론 항체입니다. 시냅스 가소성의 핵심 GPCR인 사람, 마우스 및 래트의 대사성 글루타메이트 수용체 5를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GRM5 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	mGlu5, GPRC1E, MGLUR5, PPP1R86, GRM5
종	사람
유전자 ID (사람)	2915
유전자 ID	2915
면역원	사람 GRM5 (P41594)의 아미노산 1100-1200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P41594
단백질 분자량	132kDa
배송	아이스백