

웨스턴 블롯(Wb), 면역형광(세포내, If-P), Elisa용 항-Grm5 토끼 폴리클론항체 - P41594

품목 번호: CM0024741



소개

인간 대사성 글루타메이트 수용체 5 (GRM5/mGlu5)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 신경과학 및 시냅스 가소성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	상세 정보
제품명	GRM5 토끼 pAb
비고/별칭	mGlu5; GPRC1E; MGLUR5; PPP1R86; GRM5
종	인간
GeneID	2915
면역원	인간 GRM5 (NP_001137303.1)의 아미노산 870-1070에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P41594
단백질 분자량	132kDa
배송	아이스백