


Anti-Grp94 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용) - P14625

품목 번호: CM0014292



소개

사람 Grp94 (Endoplasmin)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. 단백질 접힘 및 TLR 신호 전달에 관여하는 92 kDa ER 샤페론을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Grp94 Rabbit pAb
비고/별칭	ECGP; GP96; TRA1; GRP94; HEL35; HEL-S-125m; Grp94
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	7184
유전자 ID	7184
면역원	사람 Grp94 (NP_003290.1)의 아미노산 40-310 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P14625
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)