


Anti-Grp94 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P14625

품목 번호: CM0025199



소개

Grp94 토끼 다클론 항체 (SWISS P14625)는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다.

단백질 접힘과 종양 면역학에 관여하는 ER 샤페론인 인간, 마우스, 랫트 엔도플라스민을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Grp94 토끼 pAb
비고/별칭	ECGP, GP96, TRA1, GRP94, HEL35, HEL-S-125m, Grp94
종	인간
유전자 ID (인간)	7184
유전자 ID	7184
면역원	재조합 단백질 인간 Grp94 (NP_003290.1)의 아미노산 501-750에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P14625
단백질 분자량	92kDa
배송 방식	아이스 팩