

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Grpel2 폴리클로날 항체 - Q8Taa5

품목 번호: CM0024948

소개

인간 GRPEL2 (Mt-GrpE#2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 단백질 이동 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GRPEL2 Rabbit pAb
비고/별칭	Mt-GrpE#2; GRPEL2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	134266
유전자 ID	134266
면역원	재조합 단백질 (인간 GRPEL2의 아미노산 33-225에 해당하는 융합 단백질, NP_689620.2)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q8TAA5
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)