


Wb 및 Elisa용 Anti-Grpr 토끼 다클로날 항체 - P30550

품목 번호: CM0025318



소개

인간 GRPR에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. GPCR 신호 전달, 가려움 감각, 호흡 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GRPR Rabbit pAb
비고/별칭	BB2; BB2R; BRS2; GRPR
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2925
유전자 ID	2925
면역원	재조합 단백질: 인간 GRPR (NP_005305.1)의 아미노산 235-384에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P30550
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백