


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Grsf1 단일클론 항체 - Q12849

품목 번호: CM0002883



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA용으로 검증된 GRSF1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 GRSF1에 반응하며, 이는 미토콘드리아 전사 후 유전자 발현 조절 인자입니다. 미토콘드리아 리보솜 조립 및 RNA 결합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GRSF1 Rabbit mAb
비고/별칭	GRSF1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2926
유전자 ID	2926
항원(Immunogen)	인간 GRSF1 (Q12849)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q12849
단백질 분자량	53 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)