

Wb, Elisa용 Anti-Gsc 단클론 항체 - P56915

품목 번호: CM0002014



소개

웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 Anti-GSC 토끼 단클론 항체입니다. 사람 및 생쥐의 호메오박스 단백질 goosecoid (P56915)를 타겟으로 하며, 발생生物学 및 기관 형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSC Rabbit mAb
비고/별칭	SAMS; GSC
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	145258
GeneID	145258
면역원(Immunogen)	사람 GSC (P56915)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 생쥐(Mouse)
SWISS	P56915
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)