

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Gsdma 단일클론 항체 - Q96Qa5

품목 번호: CM0006413

소개

인간 GSDMA (Gasdermin-A)에 대한 토끼 단일클론 항체. WB, IF-P, ELISA에서 검증됨; 마우스와 교차반응. 세포고사(Pyroptosis) 연구 및 상피 면역 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GSDMA Rabbit mAb
비고/별칭	GSDM; FKSG9; GSDM1; GSDMA
종	인간
GeneID (인간)	284110
GeneID	284110
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96QA5
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백