

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Gsdmc 토끼 다클론 항체 - Q9Byg8

품목 번호: CM0016185

소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 토끼 항-GSDMC 다클론 항체입니다. 58 kDa 기공 형성 파이립토시스 단백질인 인간 및 생쥐 GSDMC와 반응합니다. 가스더민-C 매개 세포사멸 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GSDMC 토끼 pAb
비고/별칭	MLZE; GSDMC
종	인간
유전자ID (인간)	56169
유전자ID	56169
면역원	인간 GSDMC (NP_113603.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9BYG8
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스 팩