


Anti-Gsdmd (Full Length+C Terminal) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P57764

품목 번호: CM0002808



소개

사람 GSDMD(전장 및 C-말단 단편)를 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합하며, 세포성 열사(pyroptosis), 인플라마솜(inflammasome), 세포 사멸 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GSDMD (Full length+C terminal) Rabbit mAb
비고/별칭	DF5L, DFNA5L, FKSG10, GSDMDC1, GSDMD
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	79792
GeneID	79792
면역원(Immunogen)	사람 GSDMD (NP_079012.3)의 아미노산 346-484에 해당하는 서열을 포함하는 제조용 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P57764
단백질 분자량	53kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)