


Anti-Gsdmd (Full Length+C Terminal) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9D8T2

품목 번호: CM0004086



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-GSDMD (Full Length+C terminal) 토끼 단일클론 항체(마우스). 세포성 파이옵토시스(pyroptosis), 인플라마솜 신호전달 및 가스더민 D(Gasdermin D) 기공 형성 연구에 최적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GSDMD (Full Length+C terminal) Rabbit mAb
비고/별칭	DF5L; M2-4; Dfna5L; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik
종(Species)	마우스 (Mouse)
유전자 ID (사람)	79792
유전자 ID	69146
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	Q9D8T2
단백질 분자량	53 kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)