


Anti-Gsdmd (Full Length+N Terminal) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P57764

품목 번호: CM0022815



소개

인간 GSDMD (Full length+N terminal)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 표적은 세포성 파이로ptosis 및 숙주 방어에 중요한 공 pore 형성 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSDMD (Full length+N terminal) Rabbit pAb
비고/별칭	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1; GSDMD (Full Length+N terminal)
종	인간
GeneID (인간)	79792
GeneID	79792
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P57764
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백