


Anti-Gsdmd (Full Length+N Terminal) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9D8T2

품목 번호: CM0015118



소개

전장 및 N-말단 GSDMD (Q9D8T2)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드의 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 세포자멸사(pyroptosis) 및 인플라마솜 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	GSDMD (Full length+N terminal) Rabbit pAb
비고/별칭	DF5L; M2-4; Dfna5l; GsdmD-1; Gsdmdc1; I810036L03Rik; GSDMD (Full Length+N terminal)
종(Species)	Mouse
유전자 ID (사람)	79792
유전자 ID	69146
면역원	제조합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드
SWISS	Q9D8T2
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스 팩