


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Gsdmd 폴리클로날 항체 - P57764

품목 번호: CM0024620



소개

사람 GSDMD (Gasdermin-D)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스, 쥐와 교차 반응함. 세포성 열병증(pyroptosis), 인플라마솜(inflammasome), 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSDMD Rabbit pAb
비고/별칭	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1; GSDMD
종(Species)	사람(Human)
GeneID	79792
항원(Immunogen)	재조합 단백질/사람 GSDMD (NP_079012.3)의 아미노산 346-484에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P57764
단백질 분자량	53 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)