


Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Gsk-3A/B 단클론 항체 - P49840/P49841

품목 번호: CM0006581



소개

인간 GSK-3α 및 GSK-3β를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체. WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 당뇨병, 알츠하이머병 및 Wnt 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSK-3α/β 토끼 mAb
비고/별칭	GSK3B; gsk-3β; GSK-3α/β
종	인간
유전자ID (인간)	2931/2932
유전자ID	2931/2932
면역원	인간 GSK-3α/β 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49840/P49841
단백질 분자량	46kDa/48kDa
배송 방식	아이스 팩