


Wb, Ip, Elisa용 항-Gsk-3A/B 단클론 항체 - P49840 / P49841

품목 번호: CM0004001



소개

사람, 마우스, 래트에서 WB, IP, ELISA로 검증된 항-GSK-3α/β 토끼 단클론 항체입니다. Wnt 신호전달, 포도당 항상성, 알츠하이머병 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GSK-3α/β 토끼 mAb
비고/별칭	GSK3B; gsk-3β; GSK-3α/β
종	사람
GeneID (사람)	2931/2932
GeneID	2931/2932
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P49840/P49841
단백질 분자량	46kDa/48kDa
배송	아이스백