


Wb용 Anti-Gsk3A 다클론 항체 - P49840

품목 번호: CM0018784



소개

인간 GSK3α를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. Wnt 신호전달, 인슐린 저항성 및 알츠하이머병 연구에 적합합니다. 약 51 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] GSK3α 토끼 pAb
비고/별칭	GSK3A; 글리코겐 합성효소 키나아제-3 알파; 3α
종	인간
유전자 ID (인간)	2931
유전자 ID	2931
면역원	합성 펩타이드: 인간 GSK3α(NP_063937.2)의 아미노산 400-483에 해당하는 서열 내 합성 펩타이드.
생산원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P49840
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩