


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gsk3A 토끼 다클론 항체 - P49840

품목 번호: CM0016667



소개

GSK3α에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. Wnt 신호전달, 글리코젠 대사 및 알츠하이머병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSK3α 토끼 pAb
비고/별칭	GSK3 alpha; GSK3A; GSK3α
종	인간
유전자 ID (인간)	2931
유전자 ID	2931
면역원	인간 GSK3α(NP_063937.2)의 아미노산 409-483에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P49840
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩