


유세포측정(세포내)용 항-Gsk3B 단클론 항체 - P49841

품목 번호: CM0005589



소개

세포내 유세포측정용 인간 GSK3β에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 글리코겐 합성효소 키나아제-3 베타를 표적으로 하며, 교차 반응성 데이터는 제공되지 않습니다. Wnt 신호 전달, 대사 및 신경퇴행 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 GSK3β mAb
비고/별칭	GSK3B; glycogen synthase kinase-3 beta; GSK3β
종	인간
유전자ID (인간)	2932
유전자ID	2932
면역원	인간 GSK3β (NP_001139628.1)의 아미노산 321-420 내 서열에 해당하는 합성 펩티드.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P49841
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩