


Wb, Ip, If-P, Elisa용 Anti-Gsk3B 단클론 항체 - P49841

품목 번호: CM0005734



소개

WB, IP, IF-P 및 ELISA용으로 검증된 재조합 단클론 GSK3β 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 GSK3β를 인식합니다. Wnt 신호 전달, 인슐린 저항성 및 신경 퇴행성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] GSK3β Rabbit mAb
종	Human
유전자 ID (인간)	2932
유전자 ID	2932
면역원	합성 펩타이드: 인간 GSK3β (NP_001001139628.1)의 아미노산 321-420 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	단클론 항체
애플리케이션	WB, IP, IF-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P49841
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩