


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Gsk3B 토끼 다클론 항체 - P49841

품목 번호: CM0028930



소개

WB, IF/ICC, IP 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 고품질 GSK3β 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 GSK3β(47 kDa)와 반응합니다. Wnt 신호 전달, 인슐린 저항성 및 알츠하이머병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSK3β 토끼 pAb
비고/별칭	GSK3B; gsk-3β; GSK3β
종	인간
유전자ID (인간)	2932
면역원	합성 펩타이드 (인간 GSK3β의 aa 320-420, NP_001139628.1)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49841
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩