


Wb, Elisa용 항-Gspt1 토끼 다클론 항체 - P15170

품목 번호: CM0019817



소개

WB 및 ELISA용 인간 GSPT1(ERF3A)에 대한 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스 및 래트 GSPT1을 검출합니다. 번역 종료 및 논센스 매개 분해 연구와 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSPT1 토끼 pAb
비고/별칭	GST1; ETF3A; eRF3a; 551G9.2; GSPT1
종	인간
유전자 ID (인간)	2935
유전자 ID	2935
면역원	인간 GSPT1(NP_001123478.1)의 아미노산 138-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15170
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 팩