

Wb, Elisa용 Anti-Gsr 토끼 단일클론 항체 - P00390

품목 번호: CM0008205



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고성능 Anti-GSR 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 GSR와 반응합니다. 글루타티온 대사, 산화 스트레스, 및 레독스 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSR Rabbit mAb
비고/별칭	GR; GSRD; HEL-75; HEL-S-122m; GSR
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	2936
면역원	합성 펩타이드 사람 GSR (P00390)의 아미노산 423-522 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P00390
단백질 크기	56kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)