


Anti-Gst3/Gstp1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P09211

품목 번호: CM0003718



소개

인간 GSTP1 (GST3/GSTP1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 약 23kDa 밴드를 검출합니다. 해독, 페로프토시스, 신경 퇴행성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GST3/GSTP1 Rabbit mAb
비고/별칭	PI; DFN7; GST3; GSTP; FAEES3; HEL-S-22; GST3/GSTP1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2950
GeneID	2950
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P09211
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 백(Ice bag)