


Anti-Gst3/Gstp1 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 적용 가능 - P09211

품목 번호: CM0024856



소개

글루타치온 접합 및 페로토시스 조절의 핵심 효소인 인간 GST3/GSTP1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 산화 스트레스 및 지질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GST3/GSTP1 토끼 pAb
비고/별칭	PI; DFN7; GST3; GSTP; FAEES3; HEL-S-22; GST3/GSTP1
종	인간
유전자 ID	2950
면역원	인간 GST3/GST3/GSTP1 (NP_000843.1)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P09211
단백질 분자량	23kDa
운송	아이스 팩