

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gsta1 다클론 항체 - P08263

품목 번호: CM0018868



소개

인간 GSTA1에 대한 높은 친화도의 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 나타냅니다. 해독 및 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSTA1 Rabbit pAb
비고/별칭	GST2, GTH1, GSTA1-1, GST-epsilon, GSTA1
종	인간
유전자 ID (인간)	2938
유전자 ID	2938
면역원	인간 GSTA1(NP_665683.1)의 아미노산 1-222에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P08263
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩