

Anti-Gsta1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P08263

품목 번호: CM0019564



소개

인간 GSTA1(글루타티온 S-트랜스퍼라제 A1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 쥐에서 교차 반응성을 보입니다. 해독 및 호르몬 생합성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	GSTA1 Rabbit pAb
비고/별칭	GST2; GTH1; GSTA1-1; GST-epsilon; GSTA1
종	인간
GeneID (Human)	2938
GeneID	2938
면역원	인간 GSTA1 (NP_665683.1)의 아미노산 1-222 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P08263
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백