

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gstk1 단클론 항체 - Q9Y2Q3

품목 번호: CM0004419



소개

인간 글루타티온 S-전이효소 카파 1(GSTK1)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와의 교차 반응성을 가집니다. 폐옥시소 전이효소 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSTK1 Rabbit mAb
비고/별칭	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	373156
GeneID	373156
면역원(Immunogen)	인간 GSTK1 (Q9Y2Q3)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9Y2Q3
단백질 분자량(Protein Weight)	25kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)