

## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gstk1 다클론 항체 - Q9Y2Q3

품목 번호: CM0021250



### 소개

사람 GSTK1에 대한 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 글루타티온 대사 및 퍼옥시좀 해독 경로 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KO 검증] GSTK1 Rabbit pAb                                    |
| 비고/별칭       | GST; GSTI3; hGSTK1; GSTK1-1; GSTI3-13; GST 13-13; K1        |
| 종           | 사람                                                          |
| 유전자 ID (사람) | 373156                                                      |
| 유전자 ID      | 373156                                                      |
| 면역원         | 사람 GSTK1의 아미노산 1-226에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_057001.1) |
| 생산 숙주       | 토끼                                                          |
| 분류          | 다클론 항체                                                      |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                           |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 랫드                                                 |
| SWISS       | Q9Y2Q3                                                      |
| 단백질 분자량     | 25kDa                                                       |
| 배송          | 아이스팩                                                        |