

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Gstk1 토끼 다클론 항체 - Q9Y2Q3

품목 번호: CM0026918



소개

인간, 마우스 및 래트 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 항-GSTK1 토끼 다클론 항체입니다. 25kDa 퍼옥시좀 글루타치온 S-트랜스퍼라제 카파 1을 검출하며 해독 및 아세포 국소화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSTK1 토끼 pAb
비고/별칭	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
종	인간
유전자ID (인간)	373156
유전자ID	373156
면역원	인간 GSTK1 (NP_057001.1)의 아미노산 1-226에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y2Q3
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백