

Wb, Elisa용 항-Gstm1 다클론 항체 - P09488

품목 번호: CM0024190



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증된 고품질 항-GSTM1 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 GSTM1을 검출합니다. 글루타티온 대사 및 해독 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GSTM1 토끼 pAb
비고/별칭	MU; H-B; GST1; GTH4; GTM1; MU-1; GSTM1-1; GSTM1a-1a; GSTM1b-1b; GSTM1
종	인간
유전자 ID	2944
면역원	인간 GSTM1(NP_666533.1)의 아미노산 1-181에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09488
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 팩