

Wb, Elisa용 Anti-Gstm3 폴리클론항체 - P21266

품목 번호: CM0027286



소개

인간 GSTM3에 대한 Rabbit 폴리클론항체로 WB 및 ELISA에 사용됩니다. 인간 및 마우스 GSTM3와 교차반응하며, 고환 및 뇌의 해독 및 장벽 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GSTM3 Rabbit pAb
비고/별칭	GST5; GSTB; GTM3; GSTM3-3; GSTM3TV2; hGSTM3-3; GSTM3
종	인간
GeneID (Human)	2947
GeneID	2947
면역원	재조합 단백질 인간 GSTM3 (NP_000840.2)의 아미노산 101-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P21266
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백