

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gstm3 폴리클로날 항체 - P21266

품목 번호: CM0028108



소개

인간 GSTM3(GST class-mu 3)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 해독 및 이물질 대사 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GSTM3 Rabbit pAb
비고/별칭	GST5; GSTB; GTM3; GSTM3-3; GSTM3TV2; hGSTM3-3; GSTM3
종	인간
유전자 ID	2947
면역원	인간 GSTM3 (NP_000840.2)의 아미노산 101-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P21266
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백