

Anti-Gstm4 폴리클론항체, Wb, Elisa용 - Q03013

품목 번호: CM0026364



소개

인간 GSTM4 (글루타티온 S-트랜스퍼라제 Mu 4)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로 WB 및 ELISA에 사용 가능합니다. 마우스와 교차반응을 보입니다. 해독, 류코트리엔 생합성 및 염증 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	GSTM4 Rabbit pAb
비고/별칭	GTM4; GSTM4-4; GSTM4
종	인간
유전자 ID (인간)	2948
유전자 ID	2948
면역원	제조항 단백질 인간 GSTM4 (NP_000841.1)의 아미노산 1-218에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
원산지	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q03013
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백