

Wb, Elisa용 항-Gstm5 토끼 다클론 항체 - P46439

품목 번호: CM0013152

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-GSTM5 토끼 다클론 항체로, 마우스와 래트와 교차 반응성을 보입니다. 친전자체 해독에 관여하는 세포질 효소인 glutathione S-transferase Mu 5를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GSTM5 토끼 pAb
비고/별칭	GTM5; GSTM5-5; GSTM5
종	인간
유전자ID (인간)	2949
유전자ID	2949
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P46439
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 팩