

Wb 및 Elisa용 항-Gsto1 다클론 항체 - P78417

품목 번호: CM0016756



소개

GSTO1 토끼 pAb는 재조합 인간 GSTO1(아미노산 1-241)을 면역원으로 하여 생산된 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응성을 가지며 WB와 ELISA에 적합합니다. 비소 대사 및 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GSTO1 토끼 pAb
비고/별칭	P28; SPG-R; GSTO 1-1; GSTTLp28; HEL-S-21; GSTO1
종	인간
유전자ID	9446
면역원	인간 GSTO1 (NP_004823.1)의 아미노산 1-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P78417
단백질 분자량	28kDa
배송 방법	아이스 팩