

If/Icc 및 Elisa용 Anti-Gsto2 폴리클론항체 - Q9H4Y5

품목 번호: CM0018431



소개

인간 GSTO2(글루타티온 S-트랜스퍼라제 오메가-2)에 대한 토끼 폴리클론항체로, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증됨. 비소 대사, 아스코르브산 재활용 및 산화 스트레스에 대한 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSTO2 Rabbit pAb
비고/별칭	GSTO 2-2; bA127L20.1; GSTO2
종	인간
GeneID (인간)	119391
GeneID	119391
면역원	인간 GSTO2 (NP_899062.1)의 아미노산 124-243에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H4Y5
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백