


Anti-Gsto2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H4Y5

품목 번호: CM0029525



소개

인간 GSTO2 (Glutathione S-transferase omega-2)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 산화 스트레스 및 비소 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GSTO2 Rabbit pAb
비고/별칭	GSTO 2-2; bA127L20.1; GSTO2
종	인간
GeneID (Human)	119391
GeneID	119391
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H4Y5
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백