


Anti-Gstt1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30711

품목 번호: CM0018586



소개

인간 GSTT1에 대한 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 토끼 폴리클로날 항체. 마우스 및 래트와 교차 반응. 27kDa 밴드를 검출합니다. 산화 스트레스 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	GSTT1 Rabbit pAb
비고/별칭	GSTT1
종	인간
GeneID (Human)	2952
면역원	GSTT1 (NP_000844.2)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30711
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백