


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gstt2B 폴리클로날 항체 - P0Cg30

품목 번호: CM0016906



소개

GSTT2B (GSTT2P)에 대한 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드에 대한 교차 반응성을 확인하며 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 글루타티온 결합 및 해독 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSTT2B Rabbit pAb
비고/별칭	GSTT2P; GSTT2B
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	653689
유전자 ID	653689
면역원	재조합 단백질/사람 GSTT2B (NP_001074312.1)의 아미노산 115-244에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P0CG30
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 백(Ice bag)