

Wb, Elisa용 Anti-Gstz1 토끼 다클론 항체 - O43708

품목 번호: CM0029834



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 GSTZ1 토끼 다클론 항체로, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 가집니다. 페닐알라닌 및 티로신 이화작용의 이기능성 효소인 말레일아세토아세테이트 이소머라아제(maleylacetoacetate isomerase)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSTZ1 토끼 pAb
비고/별칭	MAI, MAAI, MAAID, GSTZ1-1, GSTZ1
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	2954
유전자 ID	2954
면역원	재조합 단백질: 인체 GSTZ1의 아미노산 1-216에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_665877.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O43708
단백질 무게	24kDa
배송	아이스팩