


Wb 및 Elisa용 항-Gtf2A1 토끼 다클론 항체 - P52655

품목 번호: CM0025831



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 GTF2A1(TFIIA 서브유닛 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. RNA 중합효소 II 전사 개시 복합체에 관여하는 42kDa 핵 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GTF2A1 토끼 pAb
비고/별칭	TF2A1; TFIIA; TFIIAL; TFIIA-42; GTF2A1
종	인간
GeneID (인간)	2957
면역원	인간 GTF2A1 (NP_056943.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P52655
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백