


Wb 및 Elisa용 Anti-Gtf2A2 토끼 다클로날 항체 - P52657

품목 번호: CM0028008



소개

인간 GTF2A2 (TFIIA-gamma, TFIIA-12, TFIIAS)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 확인되었습니다. RNA 중합효소 II 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GTF2A2 Rabbit pAb
비고/별칭	TF2A2; TFIIA; T18745; TFIIAS; HsT18745; TFIIA-12; TFIIA-gamma; GTF2A2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2958
GeneID	2958
면역원(Immunogen)	인간 GTF2A2 (NP_004483.1)의 아미노산 1-109에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P52657
단백질 분자량	12kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)